

## Ncs1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P62166

품목 번호: CM0002129



### 소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 재조합 NCS1 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스 및 랫드의 뉴런 칼슘 센서 1을 예상되는 22 kDa 밴드로 검출합니다. 신경과학 및 칼슘 신호 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                            |
|----------------|----------------------------------------------|
| 제품명            | NCS1 Rabbit mAb                              |
| 비고/별칭          | FLUP; FREQ; NCS1                             |
| 종              | 인간                                           |
| GeneID (Human) | 23413                                        |
| 면역원            | 인간 NCS1 (P62166)의 아미노산 91-190에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 원천             | 토끼                                           |
| 카테고리           | 단일클론 항체                                      |
| 응용 분야          | WB, ELISA                                    |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 랫드                                  |
| SWISS          | P62166                                       |
| 단백질 분자량        | 22kDa                                        |
| 배송             | 아이스백                                         |