


Ndp 토끼 다클론 항체 - Q00604

품목 번호: CM0020859



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야를 위한 Norrin(NDP)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 NDP와 반응하며, 망막 혈관형성 및 Wnt 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NDP 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ND; EVR2; FEVR; NDP
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	4693
유전자 ID	4693
면역원	인간 NDP(NP_000257.1)의 아미노산 25-133번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q00604
단백질 분자량	15kDa
배송 방법	아이스백