

Ndufa2 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - O43678

품목 번호: CM0031037



소개

인간 NDUFA2 (Complex I-B8 서브유닛)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 미토콘드리아 호흡 사슬 및 질병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NDUFA2 Rabbit pAb
비고/별칭	B8; CD14; CIB8; MC1DN13; NDUFA2
종(Species)	인간(Human)
GeneID	4695
면역원(Immunogen)	인간 NDUFA2 (NP_002479.1)의 아미노산 1-95에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O43678
단백질 분자량	11kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)