


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Ndufa4 토끼 다클론 항체 - O00483

품목 번호: CM0020849



소개

사람, 마우스 및 랫드 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 고품질 NDUFA4 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 호흡 사슬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUFA4 토끼 pAb
비고/별칭	MLRQ; CI-9k; COXFA4; MISTR1; MRCAF1; CI-MLRQ; MC4DN21; NDUFA4
종	사람
GeneID (사람)	4697
GeneID	4697
면역원	사람 NDUFA4(NP_002480.1)의 아미노산 1-81에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	O00483
단백질 분자량	9kDa
배송	아이스팩