

Ndufb2 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - O95178

품목 번호: CM0028220



소개

Complex I 보조 서브유닛인 인간 NDUF2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 검증을 완료했으며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 미토콘드리아 호흡 사슬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NDUF2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	AGGG; CI-AGGG; NDUF2
종	인간
GeneID (인간)	4708
GeneID	4708
면역원	인간 NDUF2(NP_004537.1)의 아미노산 34-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95178
단백질 무게	12kDa
배송	아이스팩