


Ndufb5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O43674

품목 번호: CM0029429



소개

NDUFB5 Rabbit pAb는 미토콘드리아 Complex I의 보조 소단위인 인간 NDUFB5를 검출하며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 가집니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 호흡 사슬 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	NDUFB5 Rabbit pAb
비고/별칭	SGDH; CISGDH; NDUFB5
종	인간
유전자 ID (인간)	4711
유전자 ID	4711
면역원	인간 NDUFB5 (NP_002483.1)의 아미노산 100-189에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43674
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백