

Ndufs4 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O43181

품목 번호: CM0025220



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 NDUFS4 토끼 다클로날 항체입니다. 20 kDa 미토콘드리아 복합체 I 서브유닛을 타겟으로 합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 호흡 사슬 및 미토콘드리아 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	NDUFS4 Rabbit pAb
비고/별칭	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUFS4
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4724
GeneID	4724
면역원(Immunogen)	인간 NDUFS4 (NP_002486.1)의 아미노산 1-175에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O43181
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)