

Wb, Ihc-P, Elisa용 Neurl1B 토끼 다클론 항체 - A8Mq27

품목 번호: CM0019866

소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 NEURL1B 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 세포질에 위치하며 Notch 경로 조절자인 E3 유비퀴틴-단백질 리가아제 NEURL1B를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NEURL1B 토끼 다클론 항체
비고/별칭	neur2; NEURL3; RNF67B; hNeur2; NEURL1B
종	인간
GeneID (인간)	54492
GeneID	54492
면역원	인간 NEURL1B(NP_001136123.1)의 아미노산 270~440에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	A8MQ27
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스팩