

Neurod1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - Q13562

품목 번호: CM0003005

소개

인간 NeuroD1(bHLHa3, BETA2)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 신경발생 및 당뇨병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NeuroD1 Rabbit mAb
비고/별칭	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NeuroD1
종	인간
GeneID (인간)	4760
GeneID	4760
면역원	인간 NeuroD1 (NP_002491.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q13562
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩