

Neurofilament H 토끼 단일클론 항체 (Wb용) - P12036

품목 번호: CM0006828

소개

인간 Neurofilament H (NFH)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 신경 연구 및 신경 퇴행성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Neurofilament H Rabbit mAb
비고/별칭	NFH; CMT2CC; Neurofilament H
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	4744
항원(Immunogen)	인간 Neurofilament H의 아미노산 873-1020에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_066554.2)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P12036
단백질 분자량	112kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)