

뉴로필라멘트 M 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P07197

품목 번호: CM0002712

소개

인간 뉴로필라멘트 M (NFM, NEF3, 뉴로필라멘트 3)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 신경 세포 골격 및 뉴로필라멘트 구조 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	뉴로필라멘트 M 토끼 단클론 항체
비고/별칭	NFM; NEF3; NF-M; Neurofilament M
반응 종	인간
유전자ID (인간)	4741
유전자ID	4741
면역원	합성 펩타이드 인간 뉴로필라멘트 M (P07197)의 아미노산 600-700 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P07197
단백질 분자량	102 kDa
배송 방식	아이스팩