

Neurog1 토끼 Pab - Q92886

품목 번호: CM0025902

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 NEUROG1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 신경 분화에 관여하는 26kDa 전사 조절 인자를 표적으로 합니다. 연구용으로만 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NEUROG1 토끼 pAb
비고/별칭	AKA; ngn1; Math4C; bHLHa6; NEUROD3; NEUROG1
종	인간
유전자ID (인간)	4762
유전자ID	4762
면역원	인간 NEUROG1 (Q92886)의 아미노산 1-237번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92886
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스 팩