


Nf-Kb P65/Rela 마우스 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q04206

품목 번호: CM0003843



소개

인간 NF-kB p65/RelA (SWISS Q04206)에 대한 고품질 마우스 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에 적합합니다. 염증 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NF-kB p65/RelA 마우스 mAb
비고/별칭	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
종	인간
GeneID (인간)	5970
GeneID	5970
면역원	인간 NF-kB p65 재조합 단백질
원천	마우스
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q04206
단백질 분자량	60 kDa
배송	아이스백