


## Nf-Kb P65/Rela 토끼 다클론 항체 - Q04206

품목 번호: CM0020593



### 소개

NF-kB의 p65/RelA 서브유닛을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 쥐와 반응합니다. 염증, 면역 및 전사 조절 연구에 이상적입니다. - Q04206

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | NF-kB p65/RelA 토끼 pAb                                                   |
| 비고/별칭       | p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA                               |
| 종           | 사람                                                                      |
| GeneID (인간) | 5970                                                                    |
| GeneID      | 5970                                                                    |
| 면역원         | 인간 NF-kB p65/RelA (NP_068810.3)의 아미노산 450-550에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원산지         | 토끼                                                                      |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                  |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫트                                                             |
| SWISS       | Q04206                                                                  |
| 단백질 분자량     | 60 kDa                                                                  |
| 배송 방식       | 아이스백                                                                    |