


Nf-Kb2 Rabbit Pab – 웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 폴리클로날 항체 - Q00653

품목 번호: CM0015368



소개

NF-κB2 Rabbit 폴리클로날 항체(pAb)는 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 p100/p52 서브유닛을 검출합니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. NF-κB 신호전달 경로 연구, 면역 반응, 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NF-κB2 Rabbit pAb
비고/별칭	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-kB2; p49/p100; NF-κB2
종	인간
GeneID (인간)	4791
GeneID	4791
면역원	인간 NF-κB2 (NP_002493.3)의 아미노산 690-899에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q00653
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백