


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Nf-Kb2 토끼 다클로날 항체 - Q00653

품목 번호: CM0026282



소개

인간 NF-κB2/p100/p52를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. NF-kappa-B 신호 전달, 염증 및 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	NF-κB2 Rabbit pAb
비고/별칭	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-kB2; p49/p100; NF-κB2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4791
유전자 ID	4791
면역원	인간 NF-κB2 (NP_002493.3)의 아미노산 690-899에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q00653
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백