

Nfasc Rabbit Pab - O94856

품목 번호: CM0030834



소개

인간 Neurofascin (NFASC)을 표적으로 하는 150kDa 세포 접착 단백질에 대한 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료. 마우스 및 래트와 교차 반응. 신경돌기 연장, 축삭 유도 및 수초화에 대한 신경과학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NFASC Rabbit pAb
비고/별칭	NF; NRCAML; NEDCPMD; NFASC
종	인간
GeneID (인간)	23114
GeneID	23114
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O94856
단백질 무게	150kDa
배송	아이스백