

Nfatc2 Rabbit Pab - Q13469

품목 번호: CM0030417



소개

NFATC2 Rabbit pAb은 재조합 인간 NFATC2 단백질에 대해 생산된 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 이 항체는 인간, 마우스, 랫트 샘플의 NFATC2(100 kDa)를 검출하며, T세포 활성화에서의 NFAT 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NFATC2 Rabbit pAb
비고/별칭	JCOSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4773
GeneID	4773
면역원(Immunogen)	인간 NFATC2 (NP_775114.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q13469
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백