


Wb 및 Elisa용 Nfatc4 토끼 다클로날 항체 - Q14934

품목 번호: CM0024542



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 NFATC4 (NFAT3)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 면역, 심장 및 신경 발달에 관여하는 전사 인자인 인간 및 마우스 NFATC4를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NFATC4 Rabbit pAb
비고/별칭	NFAT3; NF-AT3; NF-ATC4; NFATC4
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4776
GeneID	4776
면역원(Immunogen)	인간 NFATC4 (NP_004545.2)의 아미노산 560-710에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q14934
단백질 분자량	95kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)