


Nfkb1 Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Elisa - P19838

품목 번호: CM0015082



소개

NFKB1 Rabbit pAb (p105/p50) for WB, IF/ICC, ELISA. 인간, 마우스, 래트의 NFKB1을 검출합니다. 염증 및 면역 반응의 핵심 전사 인자로, 신호 전달 및 질병 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	NFKB1 Rabbit pAb
비고/별칭	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
종	인간
GeneID (인간)	4790
GeneID	4790
면역원	제조합 단백질 인간 NFKB1 (NP_001158884.1)의 아미노산 41-365에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19838
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백