

Nfkb1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19838

품목 번호: CM0026003



소개

NFKB1 Rabbit Polyclonal Antibody (P19838)는 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 면역 및 염증 반응의 주요 조절자인 NF-kB p105 전구체 및 p50 소단위체를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NFKB1 Rabbit pAb
비고/별칭	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
종	인간
GeneID (Human)	4790
GeneID	4790
면역원	인간 NFKB1 (NP_001158884.1)의 아미노산 41-365에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19838
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백