

Nfya Rabbit Mab For Wb, Ip, Ihc-P, Chip, Elisa - P23511

품목 번호: CM0011041



소개

NFYA(NF-YA)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 랫트와 반응. 전사 및 염색질 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NFYA Rabbit mAb
비고/별칭	HAP2; CBF-A; CBF-B; NF-YA
종	인간
유전자 ID (인간)	4800
유전자 ID	4800
면역원	재조합 단백질 (인간 NFYA (NP_002496.1)의 아미노산 262-332에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P23511
단백질 분자량	34kDa/37kDa
배송	아이스백