

Ngef 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc용) - Q8N5V2

품목 번호: CM0021217

소개

웨스턴 블롯(Western blot), 면역형광/ICC, ELISA에 대해 검증된 NGEF 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 생쥐 샘플의 내인성 Ephexin-1 (NGEF) 수준을 검출합니다. 축삭 유도 및 신경 생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NGEF Rabbit pAb
비고/별칭	EPHEXIN; ARHGEF27; NGEF
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	25791
유전자 ID	25791
면역원(Immunogen)	사람 NGEF (NP_062824.2)의 아미노산 429-710에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 생쥐(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8N5V2
단백질 분자량	82kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)