

Nitro-Tyrosine 토끼 다가클로날 항체 (Wb, Elisa용)

품목 번호: CM0000011

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Nitro-Tyrosine 토끼 다가클로날 항체를 살펴보세요. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플 전반의 니트로티로신 변형을 인식합니다. 산화적 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Nitro-Tyrosine Rabbit pAb
항원	Nitro-Tyrosine에 해당하는 화합물
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	기타 변형 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
배송	아이스 팩 (Ice bag)