

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Nlrp1 토끼 다클론 항체 - Q9C000

품목 번호: CM0019951



소개

인간 NLRP1(SWISS: Q9C000)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 선천면역, 인플라마솜 및 파이로토시스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NLRP1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	NAC; JRRP; MSPC; AIADK; CARD7; CIDED; NALP1; SLEV1; DEFCAP; PP1044; VAMAS1; CLR17.1; DEFCAP-L/S; NLRP1
종	인간
GeneID (인간)	22861
GeneID	22861
면역원	인간 NLRP1(NP_127497.1)의 아미노산 1370-1473에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9C000
단백질 분자량	166kDa
배송	아이스팩