


Nlrp3 토끼 단클론 항체 - Q8R4B8

품목 번호: CM0007662



소개

마우스 샘플용 항-NLRP3 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. NLRP3는 IL-1 β 분비와 파이로토시스를 매개하는 주요 인플라존 센서입니다. 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NLRP3 토끼 단클론 항체
비고/별칭	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pypaf1; AII/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
종	마우스
유전자 ID (인간)	114548
유전자 ID	216799
면역원	제조업 단백질 마우스 NLRP3(NP_665826.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8R4B8
단백질 분자량	118kDa
배송 방식	아이스팩