


Wb, If/Icc, Elisa용 Nlrp3 토끼 다클론 항체 - Q8R4B8

품목 번호: CM0022503



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 NLRP3 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스, 랫드와 반응합니다. 마우스 Nlrp3 아미노산 1-93을 항원으로 사용하여 제조되었습니다. 118kDa 표적을 통해 NLRP3 인플라마솜 경로를 탐구하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NLRP3 토끼 pAb
비고/별칭	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pypaf1; AII/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
종	마우스
GeneID (사람)	216799
GeneID	216799
면역원	마우스 NLRP3(NP_665826.1)의 아미노산 1-93에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q8R4B8
단백질 분자량	118kDa
배송	아이스팩