


Wb, If/Icc, Elisa용 Nlrp3 토끼 다클로날 항체 - Q96P20

품목 번호: CM0026163



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA용 고품질 토끼 다클로날 NLRP3 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 NLRP3 (~118 kDa)에 반응합니다. 인플라마솜 활성화, IL-1 β 분비 및 자가염증성 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NLRP3 Rabbit pAb
비고/별칭	AII; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; Clorf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	114548
항원(Immunogen)	사람 NLRP3 (NP_004886.3)의 아미노산 100-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96P20
단백질 분자량	118 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)