


NlrX1 Rabbit Pab - Q86Ut6

품목 번호: CM0026586



소개

NLRX1 Rabbit pAb은 WB, IP, ELISA에 대해 검증된 다클로날 항체입니다. 이 항체는 사람, 쥐, 랫드의 108kDa 미토콘드리아 단백질을 검출하며, 항바이러스 선천성 면역의 음성 조절 인자로 작용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NLRX1 Rabbit pAb
비고/별칭	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; NLRX1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	79671
유전자 ID	79671
면역원	제조항 단백질/사람 NLRX1 (NP_078894.2)의 아미노산 87-360에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q86UT6
단백질 분자량	108kDa
배송	아이스백