


Ihc-P 및 Elisa용 Nm23 Rabbit Polyclonal Antibody - P15531 / P22392

품목 번호: CM0023973



소개

IHC-P 및 ELISA 적용을 위한 인간 nm23 (NME1/NME2)을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal 항체입니다. 인간 및 쥐 nm23을 검출합니다. 뉴클레오사이드 이인산 키네이스, 전이 및 세포 운동성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	nm23 Rabbit pAb
비고/별칭	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; nm23
종	인간
유전자 ID	4830/4831
면역원	인간 nm23 (NP_000260.1/NP_002503.1)의 아미노산 1-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P15531/P22392
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백