


Nme4 토끼 다클론 항체 - O00746

품목 번호: CM0028121



소개

NME4 토끼 다클론 항체는 인간 NME4에 대한 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에 적합합니다. 이 항체는 인간, 생쥐, 래트와 교차 반응하며, 미토콘드리아 뉴클레오시드 이인산 키나아제 및 인지질 전이 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NME4 토끼 다클론 항체
비고/별칭	NDPK-D; NM23H4; nm23-H4; NME4
종	인간
유전자 ID (인간)	4833
면역원	재조합 단백질 인간 NME4 (NP_005000.1)의 아미노산 1-187번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	O00746
단백질 분자량	21kDa
배송 방법	아이스 팩