

Non-Phospho-Yap1-S127 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - P46937

품목 번호: CM0020946



소개

Ser127에서 인산화되지 않은 YAP1을 인식하는 토끼 다클로날 항체; 사람, 쥐, 및 랫드의 WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. Hippo 신호 및 암 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Non-phospho-YAP1-S127 Rabbit pAb
비고/별칭	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Non-phospho-YAP1-S127
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	10413
GeneID	10413
면역원	합성 펩타이드 사람 YAP1 (NP_001123617.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드
SWISS	P46937
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백