

Nop10 토끼 Pab - Q9Npe3

품목 번호: CM0021660



소개

NOP10(H/ACA 리보핵단백질 소단위체 3)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간과 마우스에 반응합니다. 리보솜 생합성 및 텔로미어 유지 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOP10 토끼 pAb
비고/별칭	DKCB1; NOLA3; NOP10P; NOP10
종	인간
GeneID(인간)	55505
GeneID	55505
면역원	인간 NOP10(NP_061118.1)의 아미노산 1~64에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NPE3
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스팩