


Nop58 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa) - Q9Y2X3

품목 번호: CM0027576



소개

사람, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증된 고품질성 NOP58 토끼 다클론 항체로, 리보솜 생합성 및 snoRNP 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NOP58 토끼 pAb
비고/별칭	NOP5; HSPC120; NOP5/NOP58; NOP58
종	인간
유전자 ID (인간)	51602
유전자 ID	51602
면역원	제조항 단백질 인간 NOP58 (NP_057018.1)의 아미노산 360-529번 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y2X3
단백질 분자량	60kDa
배송 방법	아이스 팩