

Notch3 토끼 Pab - Q9Um47

품목 번호: CM0026607



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 사용할 수 있는 NOTCH3에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 노치 신호 전달, 세포 운명 결정 및 CADASIL 질병 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NOTCH3 토끼 pAb
비고/별칭	IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3
종	인간
유전자ID (인간)	4854
유전자ID	4854
면역원	재조합 단백질 (인간 NOTCH3 (NP_000426.2)의 아미노산 1520-1640에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UM47
단백질 분자량	244kDa
배송	아이스 팩