

Wb, If/Icc, Elisa용 Nox5 토끼 다클론 항체 - Q96Ph1

품목 번호: CM0026535



소개

칼슘 의존성 NADPH 산화효소인 인간 NOX5를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 내피 세포 및 면역 세포에서 초과산화물 생성, ROS 신호 전달 및 혈관 신생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NOX5 토끼 pAb
비고/별칭	NOX5
종	인간
유전자ID (인간)	79400
유전자ID	79400
면역원	제조합 단백질 인간 NOX5 (NP_078781.3)의 아미노산 661-765에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96PH1
단백질 분자량	86kDa
배송 방식	아이스백