


Noxa1 Rabbit Pab For Wb And Elisa - Q86Ur1

품목 번호: CM0014030



소개

NOXA1 Rabbit pAb는 웨스턴 블롯팅 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 이는 활성산소종(ROS) 생성에서 핵심적인 NADPH 옥시다제 활성제인 NOXA1을 표적하여 산화 스트레스, 숙주 방어 및 신호 전달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NOXA1 Rabbit pAb
비고/별칭	p51NOX; NY-CO-31; SDCCAG31; NOXA1
종	인간
유전자 ID (인간)	10811
유전자 ID	10811
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86UR1
단백질 무게	51kDa
배송	아이스백