


Nphp3 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q7Z494

품목 번호: CM0025379



소개

인간 NPHP3(네프로시스틴-3)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 재조합 면역원(aa1-130)이며 마우스와 교차 반응합니다. 섬모병 및 Wnt 신호 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NPHP3 토끼 pAb
비고/별칭	MKS7; NPH3; RHPD; RHPD1; SLSN3; CFAP31; NPHP3
종	인간
유전자ID (인간)	27031
유전자ID	27031
면역원	인간 NPHP3 (NP_694972.3)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q7Z494
단백질 분자량	151kDa
배송	아이스 팩