

Npm1 (B23, Npm) 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 적용 가능) - P06748

품목 번호: CM0020671



소개

인간 NPM1(뉴클레오포스민, B23)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 리보솜 생합성, 중심체 복제 및 암 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NPM1 Rabbit pAb
비고/별칭	B23, NPM, NPM1
종	인간
유전자ID (인간)	4869
유전자ID	4869
면역원	인간 NPM1 (NP_002511.1)의 아미노산 9-122에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06748
단백질 크기	33 kDa
배송 방식	아이스팩