


Nppa Rabbit Pab - P01160

품목 번호: CM0023410



소개

NPPA Rabbit pAb는 WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클론항체입니다. 인간 NPPA(ANP)를 인식하며 마우스 및 래트와 교차 반응하여 심혈관 및 신장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NPPA Rabbit pAb
비고/별칭	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATRFB6; ATRST2; CDD-ANF; NPPA
종	인간
GeneID (인간)	4878
GeneID	4878
면역원	인간 NPPA (NP_006154.1)의 아미노산 26-151에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01160
단백질 분자량	16 kDa
배송	아이스백