


Wb, If/Icc, Elisa용 Npr3 토끼 Pab - P17342

품목 번호: CM0024259



소개

인간 NPR3(나트륨이노펩타이드 제거 수용체)에 대한 토끼 다클로널 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 심혈관 및 골대사 생물학 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NPR3 토끼 pAb
비고/별칭	NPRC; ANP-C; ANPRC; BOMOS; NPR-C; ANPR-C; GUCY2B; C5orf23; NPR3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4883
유전자 ID	4883
면역원(Immunogen)	인간 NPR3 (NP_001191304.1)의 아미노산 200-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P17342
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)