


웨스턴 블랏, 면역형광, 면역조직화학, Elisa용 Npy Rabbit Mab - P01303

품목 번호: CM0004475



소개

WB, IF, IHC, ELISA용 Anti-NPY 토끼 단일클론 항체.
인간, 마우스, 래트 Neuropeptide Y (PYY4) 검출.
신경생물학 및 대사 연구에 완벽합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NPY Rabbit mAb
비고/별칭	PYY4
종	인간
GeneID (인간)	4852
GeneID	4852
면역원	인간 NPY 유래 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01303
단백질 분자량	11 kDa
배송	아이스백