


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Nr5A2 토끼 Pab - O00482

품목 번호: CM0027438



소개

인간 NR5A2 (LRH-1/FTF)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 콜레스테롤 대사, 배아 발달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NR5A2 토끼 pAb
비고/별칭	B1F; CPF; FTF; B1F2; LRH1; LRH-1; FTZ-F1; hB1F-2; FTZ-F1beta; NR5A2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	2494
면역원	인간 NR5A2 (NP_995582.1)의 아미노산 300-541에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O00482
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)