


Wb 및 Elisa용 Ntan1 토끼 다클론 항체 - Q96Ab6

품목 번호: CM0013366



소개

인간 NTAN1(PNAA/PNAD)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. N-말단 규칙 단백질 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NTAN1 토끼 pAb
비고/별칭	PNAA; PNAD; NTAN1
종	인간
GeneID (인간)	123803
GeneID	123803
면역원	인간 NTAN1(NP_775745.1)의 아미노산 1-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96AB6
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩