


Wb, Ihc-P, Elisa용 Ntf3 토끼 다클론 항체 - P20783

품목 번호: CM0014202



소개

Western blot(WB), IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 NTF3 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 뉴로트로핀-3를 인식하며, 감각 뉴런 생존에 중요한 분비성 성장인자입니다. 신경과학 연구 및 IVD 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NTF3 토끼 pAb
비고/별칭	NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3
종	인간
GeneID (인간)	4908
GeneID	4908
면역원	인간 NTF3(NP_002518.1)의 아미노산 19-257에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P20783
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백