


Nthl1 토끼 다클론 항체, Wb, Elisa용 - P78549

품목 번호: CM0029716



소개

인간 NTHL1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 34kDa 단백질을 검출하며 염기 절제 회복 및 산화적 DNA 손상 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	NTHL1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	FAP3; NTH1; OCTS3; hNTH1; NTHL1
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	4913
면역원	인간 NTHL1 아미노산 1-280번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_002519.1)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P78549
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스백