

Wb 및 Elisa용 Ntn5 토끼 다클로날 항체 - Q8Wtr8

품목 번호: CM0016633

소개

사람, 쥐, 랫드에서 WB 및 ELISA용으로 검증된 NTN5 토끼 다클로날 항체입니다. 운동 뉴런 위치 결정에 필수적인 분비 단백질인 netrin-5를 타겟으로 합니다. 약 53kDa 밴드를 검출합니다. Q8WTR8.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | NTN5 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭                    | NTN5; netrin-5                                                |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                     |
| GeneID                   | 126147 (Human)                                                |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 NTN5 (NP_665806.1)의 아미노산 340-489에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                    |
| 카테고리                     | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                |
| 어플리케이션(Application)      | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)                                  |
| SWISS                    | Q8WTR8                                                        |
| 단백질 분자량                  | 53kDa                                                         |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                |