

Nup107 토끼 단일클론항체 - P57740

품목 번호: CM0002687



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 적용을 위한 Nup107 토끼 단일클론항체. 인간 Nup107(106 kDa 핵공 복합체 단백질, NPC 조립에 필수적)를 인식합니다. 세포 생물학 및 신장 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Nup107 토끼 단일클론항체
비고/별칭	ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; Nup107
종	인간
유전자 ID (인간)	57122
유전자 ID	57122
면역원	인간 Nup107 (P57740)의 아미노산 700-800에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P57740
단백질 분자량	106 kDa
배송	아이스백