

Nup133 Rabbit Pab - Q8Wum0

품목 번호: CM0026510



소개

NUP133 Rabbit Polyclonal Antibody for WB and ELISA. Detects human NUP133, a 129kDa nucleoporin involved in mRNA export and nephrogenesis. Ideal for nuclear pore complex and kidney development research.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP133 Rabbit pAb
비고/별칭	GAMOS8; NPHS18; hNUP133; NUP133
종	인간
GeneID (인간)	55746
GeneID	55746
면역원	재조합 단백질 인간 NUP133 (NP_060700.2)의 아미노산 730-930에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WUM0
단백질 무게	129kDa
배송	아이스백