

Nup153 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P49790

품목 번호: CM0029568



소개

인간 NUP153(핵공 복합체 단백질)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 핵-세포질 수송 및 바이러스 통합 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	NUP153 Rabbit pAb
비고/별칭	N153; HNU153; NUP153
종	인간
GeneID (Human)	9972
GeneID	9972
면역원	인간 NUP153 (NP_005115.2)의 아미노산 350-450에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49790
단백질 분자량	154kDa
배송	아이스백